

Papel pH, Tiras pH, Tampones pH Hydrion®

Durante más de 80 años, los papeles de prueba y tampones pH marca Hydrion® de Micro Essential Laboratory han establecido el estándar mundial para calidad, integridad, fiabilidad y facilidad de uso.

Los Papeles de Prueba pH, Tiras pH y Tampones pH Hydrion® pH gozan de confianza en todo el mundo por su excepcional calidad, fiabilidad y precisión. Se les puede hallar en laboratorios en todo el mundo y se utilizan en las industrias de atención de salud, servicio de alimentos, educación y seguridad ambiental.

- **Rápido, preciso, fácil de usar**
- **Coincidencias de color individuales**
- **Dispensador resistente y conveniente de papel de prueba de rollo simple o doble**
- **Opciones de etiquetado privado disponibles**
- **Hechas en los EE.UU.**



Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com

Papel y Tiras pH

Los papeles de prueba pH Hydrion® ofrecen lecturas rápidas y precisas en todo el rango de pH. Los papeles de prueba pH Hydrion están disponibles como **rollos** (en útiles dispensadores protectores con tablas de color), como **tiras de papel**, o como **tiras plásticas**.

- Los papeles pH de amplio rango Hydrion proporcionan mediciones de pH precisas en cada unidad pH entera (1.0), en todo el rango de pH desde pH 0.0 a 14.0
- Los papeles de rango corto Hydrion proporcionan coincidencias de color individuales, claras y brillantes en cada intervalo de 0.5 pH y están disponibles en rangos superpuestos en toda la escala pH, desde ácido (<7.0) a alcalino (>7.0), y alrededor de pH neutro (7.0)
- Los papeles Hydrion MicroFine miden el pH usando hasta 0.001 mL de solución, con coincidencias de color precisas a intervalos de 0.2 o 0.3 pH

Tampones pH

Micro Essential Laboratory ofrece la línea más completa de sales de tampón en el campo analítico. Perfectas para una calibración de medidor pH rápida y fácil, las Sales de Tampón Hydrion son polvos solubles de flujo libre que producen soluciones claras o de color seguro de valor pH conocido, con estándares para cada unidad 0.1 pH desde 2.0 a 12.0 Los tampones están disponibles en dos formas convenientes –cápsulas de tampón (para hacer 100 mL de solución) y Sobres químicos (para hacer 500 mL de solución). Las sales de tampón Hydrion son directamente trazables a estándares NIST.

Servicio al Cliente sin igual

Proporcionar papeles de prueba pH y estándares de tampón pH de la más alta calidad es sólo parte del compromiso de Micro Essential Laboratory. Nuestro experimentado personal técnico y equipo de servicio al cliente está a su disposición para ayudarle con consultas, preocupaciones o pedidos que pueda tener. Hoy como siempre, Micro Essential Laboratory está enfocado en la satisfacción del cliente.