

TIRAS PH PLÁSTICAS HYDRION®

Las Tiras pH Plásticas marca Hydrion proporcionan resultados instantáneos y fáciles de leer, con coincidencias de color individuales, brillantes y claras en todo el rango de pH.

Las Tiras Plásticas pH Hydrion están empaquetadas en convenientes ampollas con tapa abatible con tablas de color coincidentes. Las tiras están disponibles en 5 rangos de pH. Las tiras de rango corto ofrecen coincidencias de color individuales, brillantes y claras en cada intervalo de 0.2/0.3 (5.5-8.0) o cada intervalo de 0.5 (0.0-6.0, 5.0-9.0, 6.5-13.0). La tira de rango amplio proporciona medición de pH precisa a cada intervalo de 1.0 sobre todo el rango de pH (0.0-14.0).

- **Rápido, preciso, fácil de usar: una inmersión, una coincidencia de color**
- **Empaquetadas en convenientes ampollas con tapa abatible**
- **Hechas en los EE.UU.**



Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com

TIRAS PH PLÁSTICAS HYDRION®

- Dimensiones de tira: 2 3/4 pg x 1/4 pg
- Empaquetadas en ampollas con tapa abatible
- 100 tiras por ampolla

No. Catálogo	Rango pH	Lecturas pH
9200	0.0-6.0	0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
9400	5.0-9.0	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
9700	5.5-8.0	5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 7.0 7.2 7.4 7.6 8.0
9600	6.5-13.0	6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
9800	0.0-14.0	0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

Unidad de Venta	Precio	Cantidad de Pedido Mínima
Caja de 6 ampollas	Precio de distribuidor disponible	1 caja

Cómo medir el pH con Tiras Hidryon

- Sumerja la tira en la solución de prueba
- Retire la tira y compare inmediatamente el color resultante con la tabla de color de pH coincidente



© 2013 Micro Essential Laboratory Inc. Todos los derechos reservados Impreso en EE.UU.

Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com

ME9000/07.01.13