

MICRO ESSENTIAL



Líderes mundiales desde 1934

**EL DESARROLLADOR Y FABRICANTE LÍDER EN EL MUNDO DE
PAPELES DE PRUEBA PH, KITS DE PRUEBA DE SANITIZANTE, ES-
TÁNDARES DE TAMPÓN pH Y PAPELES DE PRUEBA ESPECIALIZADOS**

Papel indicador de Nitrazina marca pHIZATEST®

El papel indicador de nitrozina 4.5-7.5 Fenaftazina de Micro Essential Laboratory ha gozado de la confianza de hospitales y médicos en todo el mundo durante más de 50 años.



El papel indicador de nitrazina marca pHizatest por Micro Essential Laboratory es la opción económica entre los productos de prueba pH médicos listados por a FDA para la determinación in vitro del pH de fluidos corporales en el rango de 4.5-7.5. Es ampliamente utilizado en hospitales y consultorios para detectar la presencia de fluido amniótico en secreciones vaginales durante el embarazo tardío, una señal de ruptura prematura de saco amniótico. Empaquetado en un dispensador conveniente y fácil de usar completo con tabla de color, cada rollo de papel indicador de nitrazina pHizatest proporciona aproximadamente 100 pruebas.

- **La alternativa económica a papeles de nitrazina de mayor precio**
- **Los papeles de prueba dan resultados instantáneos y fáciles de leer, con coincidencias claras y brillantes a intervalos de 0.5 desde pH 4.5 a 7.5**
- **La precisión de las tablas de color es probada en laboratorio**
- **Un producto de pruebas médicas listado por la FDA, usado en hospitales y consultorios en todo el mundo**
- **Hecho en los EE.UU.**

Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com

MICRO ESSENTIAL



Líderes mundiales desde 1934

**EL DESARROLLADOR Y FABRICANTE LÍDER EN EL MUNDO DE
PAPELES DE PRUEBA PH, KITS DE PRUEBA DE SANITIZANTE, ES-
TÁNDARES DE TAMPÓN pH Y PAPELES DE PRUEBA ESPECIALIZADOS**

PAPEL INDICADOR DE NITRAZINA MARCA pHIZATEST® 4.5-7.5

- Cada kit consiste en un rollo de papel de prueba premium de 15 pies x 1/4 pg en un útil dispensador con una tabla de color coincidente.
- Aproximadamente 100 pruebas por kit

no. catálogo	rango pH	lecturas pH
934	4.5-7.5	4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
unidad de Venta	Precio	Cantidad de Pedido Mínima
kit individual	Precio de distribuidor disponible	10

Cómo usar Papel pHizatest®

- Recoja una muestra fresca en un receptáculo limpio.
- Arranque una tira de papel pHizatest® y sumérgala en la muestra.
- Retire la tira de papel de prueba, agite para quitar el exceso, y compare la tira con la tabla de color.
- Para mayor precisión, las comparaciones de tabla de color deben realizarse en una combinación de luz fluorescente y luz de día.
- Almacene el papel pHizatest® a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.
- Reembolsado bajo código CPT 83986



Escanear el código para
ver los videos instructivos

© 20159 Micro Essential Laboratory Inc. Todos los derechos reservados Impreso en EE.UU.

Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com