

## Papel pH de Orina y Saliva Hydrion® 5.5-8.0

Con la confianza de los profesionales de salud para la medición rápida, fácil y precisa de pH de saliva aproximadamente neutro (pH 7.0).

Ampliamente recomendado por médicos y profesionales de salud holísticos para uso doméstico (con frecuencia con una dieta alcalinizante), el Papel y Tiras pH de Orina y Saliva Hydrion 5.5-8.0 fija el estándar para monitoreo y prueba del pH corporal. Ofrecen coincidencias de color individuales, fáciles de leer y altamente precisas en cada intervalo de 0.2 a 0.3 desde pH 5.5 a 8.0, con excelente separación de color en el rango ácido (pH menor a 7.0) y el alcalino (pH mayor a 7.0) Económico y conveniente de usar para pruebas frecuentes.

- Rápido, preciso, fácil de usar
- Coincidencias de color individuales
- 9700 Está empaquetada en convenientes ampollas con tapa abatible
- 067 viene en un conveniente dispensador de papel de prueba
- Opciones de etiquetado privado disponibles
- Hecho en los EE.UU.



Cat# 9700  
tiras plásticas 5.5-8.0



Cat# 067  
Papel pH 5.5-8.0

Para más información contacte a  
Rob Lynch en el 718.338.3618  
Rob@microessentiallab.com  
www.MicroEssentialLab.com

# MICRO ESSENTIAL

LABORATORY

Hydrion® pH and sanitizer test kits since 1934

## PAPEL PH DE ORINA Y SALIVA HYDRION® 5.5-8.0 (067)

- Cada kit consiste en un rollo de papel de prueba premium de 15 pies x 1/4 pg en un útil dispensador Hydrion, con una tabla de color coincidente
- Aproximadamente 100 pruebas por kit



no. catálogo	rango pH	lecturas pH
067	5.5-8.0	5.5-5.8-6.0-6.2-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-8.0

unidad de venta	precio	cantidad de pedido mínima
Caja de 10 kits	Precio de distribuidor disponible	1 caja

## TIRAS PLÁSTICAS PH DE ORINA Y SALIVA HYDRION® 5.5-8.0 (9700)

- Cada ampolla contiene 100 tiras



no. catálogo	rango pH	lecturas pH
9700	5.5-8.0	5.5-5.8-6.0-6.2-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-8.0

unidad de venta	precio	cantidad de pedido mínima
Caja de 6 ampollas	Precio de distribuidor disponible	1 caja

### PREFERIDO POR PROFESIONALES DE SALUD

Muchos nutricionistas homeopáticos resaltan la importancia de mantener un rango óptimo de pH corporal. Y para el monitoreo regular del pH corporal, ningún papel de prueba tiene más confianza para los médicos y profesionales de salud que el Papel pH de Orina y Saliva Hydrion (067). Millones de kits vendidos en todo el mundo son testigo de la calidad, excelente fidelidad, medición exacta y facilidad de uso del papel.

**NOTA:** Los productos Hydrion no están diseñados para el diagnóstico o tratamiento de ninguna enfermedad o condición. Acuda a un médico o profesional de salud licenciado antes de sacar conclusiones sobre su salud en base al uso de pruebas de pH de orina o saliva.

### CÓMO PROBAR EL PH CORPORAL

#### SALIVA

- Deposite una pequeña cantidad de saliva en una cuchara limpia u otro contenedor adecuado.
- Arranque una tira de papel de prueba y sumérgala en la muestra.
- Retire la tira de papel de prueba y compárela inmediatamente con la tabla de color.

#### ORINA

- Recoja una muestra en un contenedor limpio
- Arranque una tira de papel de prueba y sumérgala en la muestra.
- Retire la tira de papel de prueba y compárela inmediatamente con la tabla de color.

© 2015 Micro Essential Laboratory Inc. Todos los derechos reservados Impreso en EE.UU.

Para más información contacte a  
Rob Lynch en el 718.338.3618  
Rob@microessentiallab.com  
www.MicroEssentialLab.com