

## TIRAS PH PLÁSTICAS 0-14 HYDRION® (9800)

Utilizadas en todo el mundo, las Tiras pH Plásticas Hydrion establecen el estándar para una prueba rápida, fácil y precisa en todo el rango de pH.

La adición más reciente a nuestra línea de productos de prueba pH marca Hydrion, las Tiras pH Plásticas 0-14 Hydrion proporcionan excelente separación de color en todo el rango de la escala pH, con coincidencias de color individuales claras y brillantes en cada intervalo de 1.0 desde pH 0.0 a 14.0. Lo mejor en pruebas de pH fáciles y precisas, las nuevas Tiras Hydrion están empaquetadas en convenientes ampollas con tapa abatible con tablas de color coincidentes.

- **Rápido, preciso, fácil de usar: una inmersión, una coincidencia de color**
- **Empaquetadas en convenientes ampollas con tapa abatible**
- **Hechas en los EE.UU.**



Para más información contacte a  
Rob Lynch en el 718.338.3618  
Rob@microessentiallab.com  
www.MicroEssentialLab.com

## TIRAS pH PLÁSTICAS 0-14 HYDRION® (9800)

- Dimensiones de tira: 2 3/4 pg x 1/4 pg
- Empaquetadas en ampollas con tapa abatible
- 100 tiras por ampolla

No. Catálogo	Rango pH	Lecturas pH
9800	0-14	0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0   10.0   11.0   12.0   13.0   14.0

Unidad de Venta	Precio	Cantidad de Pedido Mínima
Caja de 6 ampollas	Precio de distribuidor disponible	1 caja

### Cómo medir el pH con Tiras Hidryon

- Sumerja la tira en la solución de prueba
- Retire la tira y compare inmediatamente el color resultante con la tabla de color de pH coincidente



© 2015 Micro Essential Laboratory Inc. Todos los derechos reservados Impreso en EE.UU.

Para más información contacte a  
 Rob Lynch en el 718.338.3618  
 Rob@microessentiallab.com  
 www.MicroEssentialLab.com